

Anti-Arhgap4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P98171

Artikelnummer: CM0022493



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ARHGAP4, ein Rho-GTPase-aktivierendes Protein, das an der Regulation von Stressfasern beteiligt ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, reagiert mit menschlichen, murinen und rattigen Spezies. Ideal für die hämatopoetische Zellforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARHGAP4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C1; RGC1; p115; SrGAP4; RhoGAP4; ARHGAP4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	393
GenID	393
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 900 bis zum C-Terminus von menschlichem ARHGAP4 entspricht (NP_001158213.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P98171
Proteingewicht	105kDa
Versand	Eisbeutel