

Anti-Arhgef11 Kaninchen-Polyclonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O15085

Artikelnummer: CM0025909



Einführung

Anti-ARHGEF11 Kaninchen-Polyclonalantikörper geeignet für Western Blot (WB), Immunhistochemie (IHC-P) und ELISA. Erkennt menschliches und murines ARHGEF11, einen Rho-Guaninnukleotid-Austauschfaktor, der an der Regulation der RhoA-GTPase und dem Neuritenauswachsen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARHGEF11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GTRAP48; PDZ-RHOGEF; ARHGEF11
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9826
Gen-ID	9826
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem ARHGEF11 (O15085) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O15085
Proteingewicht	168kDa
Versand	Eisbeutel