


Anti-Arhgef2 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q92974

Artikelnummer: CM0028667



Einführung

Kaninchen-Polyclonal-Antikörper, der auf menschliches ARHGEF2 (GEF-H1) abzielt, validiert für WB und ELISA. Dieses Rho-GEF reguliert Zellmobilität, angeborene Immunität und epitheliale Permeabilität, was es für die Signal- und Krebsforschung wertvoll macht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARHGEF2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GEF; Lfc; P40; GEFH1; LFP40; GEF-H1; NEDMHM; ARHGEF2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9181
GenID	9181
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 850-950 von menschlichem ARHGEF2 (NP_001155855.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q92974
Proteingewicht	112 kDa
Versand	Eisbeutel