

Anti-Arhgef3 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nr81

Artikelnummer: CM0031007

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes ARHGEF3 (GEF3/STA3/XPLN), validiert für WB und ELISA, erkennt die Spezies Mensch und Maus. Geeignet für Forschung zu RhoA/RhoB-Signalgebung und Zytoskelettdynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARHGEF3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	GEF3; STA3; XPLN; ARHGEF3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	50650
GenID	50650
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 287-526 des humanen ARHGEF3 (NP_062455.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NR81
Proteinmasse	60 kDa
Versand	Eisbeutel