

Anti-Arhgef5 Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - Q12774

Artikelnummer: CM0019465

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ARHGEF5 (Ephexin-3), validiert für IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt ein 177 kDa Protein. Geeignet für Studien zur Rho-GTPase-Signalübertragung, Aktindynamik und onkogenen Prozessen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARHGEF5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P60, TIM, GEF5, TIM1, ARHGEF5
Spezies	Human
GeneID (human)	7984
GeneID	7984
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1248-1597 des humanen ARHGEF5 (NP_005426.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q12774
Protein-Gewicht	177kDa
Versand	Eisbeutel