

Anti-Arhgef7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14155

Artikelnummer: CM0013218



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches ARHGEF7 (Beta-Pix/COOL-1), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus; detektiert das ~90 kDa große Rho-GEF-Protein, das an Zellmigration und Synapsenbildung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARHGEF7 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	P50; P85; PAK3; PIXB; COOL1; P50BP; COOL-1; P85SPR; BETA-PIX; P85COOL1; Nbla10314; ARHGEF7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8874
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-260 von menschlichem ARHGEF7 (NP_001106984.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q14155
Proteinmasse	90kDa
Versand	Eisbeutel