

Anti-Arhgef9-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc Und Elisa - O43307

Artikelnummer: CM0021741



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ARHGEF9 (Collybistin), validiert für IF/ICC und ELISA. Erkennt endogenes ARHGEF9-Protein mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 61 kDa. Ideal für die neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARHGEF9-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DEE8; PEM2; EIEE8; PEM-2; HPEM-2; COLLYBISTIN
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	23229
GeneID	23229
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O43307
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Kühlakku