

Anti-Arhgef9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O43307

Artikelnummer: CM0026943



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ARHGEF9 (Collybistin). Validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für Neurowissenschaften und synaptische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARHGEF9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DEE8; PEM2; EIEE8; PEM-2; HPEM-2; COLLYBISTIN; ARHGEF9
Spezies	Human
Gen-ID	23229
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 307-516 von humanem ARHGEF9 entspricht (NP_056000.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O43307
Protein-Gewicht	61 kDa
Versand	Eisbeutel