

Anti-Arid1A Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14497

Artikelnummer: CM0002468



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes ARID1A (SWISS: O14497). Geeignet für IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Immunogen: rekombinantes Protein-Fragment (aa 1204-1314). Ideal für Chromatin-Remodellierung und Onkologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARID1A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ELD; B120; CSS2; OSA1; P270; hELD; BM029; MRD14; hOSA1; BAF250; C1orf4; BAF250a; SMARCF1; ARID1A
Spezies	Human
Gen-ID	8289 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz der Aminosäuren 1204-1314 von humanem ARID1A (O14497) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O14497
Proteingewicht	242kDa
Versand	Eistasche