

Anti-Arid1A Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14497

Artikelnummer: CM0023998



Einführung

ARID1A Kaninchen pAb validiert für WB und ELISA, reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Chromatinremodellierung bei der neuronalen Entwicklung und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARID1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ELD; B120; CSS2; OSA1; P270; hELD; BM029; MRD14; hOSA1; BAF250; C1orf4; BAF250a; SMARCF1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	8289
GeneID	8289
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 2195-2285 des menschlichen ARID1A (NP_006006.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14497
Proteinmasse	242 kDa
Versand	Eisbeutel