


Anti-Arid1B-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Nfd5

Artikelnummer: CM0016408



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes ARID1B (BAF250B). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zu Chromatin-Remodelling und Neurogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARID1B Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CSS1; OSA2; 6A3-5; DAN15; MRD12; P250R; BRIGHT; BAF250B; SMARCF2; ELD/OSA1; ARID1B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	57492
GenID	57492
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 400-650 von humanem ARID1B (NP_059989.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NFD5
Proteingewicht	244kDa
Versand	Eisbeutel