


Anti-Arid2 Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q68Cp9

Artikelnummer: CM0025531



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes ARID2 (BAF200), eine Untereinheit des SWI/SNF-Chromatinremodellierungskomplexes, die an der Transkriptionsregulation beteiligt ist. Validiert für Anwendungen in WB, IP und ELISA.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARID2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CSS6; p200; BAF200; SMARCF3; ARID2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	196528
GeneID	196528
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1586-1835 des humanen ARID2 (NP_689854.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q68CP9
Proteinmasse	197 kDa
Versand	Eisbeutel