

Anti-Arid5A Maus Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q03989

Artikelnummer: CM0007679

Einführung

Anti-ARID5A Maus monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit menschlichem und murinem ARID5A (64 kDa). Ideal für die Untersuchung von Transkriptionsregulation, Chondrozytendifferenzierung und Entzündungsreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARID5a Maus mAk
Bemerkungen/Alias	MRF1; MRF-1; RP11-363D14
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10865
GenID	10865
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-594 des menschlichen ARID5a (Q03989) enthält.
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q03989
Proteingewicht	64 kDa
Versand	Eisbeutel