

## Anti-Arih1 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y4X5

Artikelnummer: CM0020845



### Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen ARIH1, eine E3-Ubiquitin-Protein-Ligase, die an der Ubiquitinierung und der DNA-Schadensantwort beteiligt ist. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Ubiquitin-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | ARIH1 Rabbit pAb                                                                                                                             |
| Bemerkungen/Aliase | ARI; HARI; HHARI; UBCH7BP; ARIH1                                                                                                             |
| Art                | Mensch                                                                                                                                       |
| GeneID (Mensch)    | 25820                                                                                                                                        |
| GeneID             | 25820                                                                                                                                        |
| Immunogen          | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400 bis zum C-Terminus von menschlichem ARIH1 entspricht (NP_005735.2) |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                                    |
| Kategorie          | Polyclonale Antikörper                                                                                                                       |
| Anwendung          | WB, ELISA                                                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                          |
| SWISS              | Q9Y4X5                                                                                                                                       |
| Proteingewicht     | 64 kDa                                                                                                                                       |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                                    |