


Anti-Arl1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P40616

Artikelnummer: CM0014505



Einführung

Für Western Blot, Immunfluoreszenz/ICC und ELISA validierter polyklonaler Anti-ARL1-Kaninchenantikörper. Erkennt menschliches, Maus- und Ratten-ARL1, eine an den Golgi-Apparat assoziierte GTPase, die am vesikulären Transport beteiligt ist. Ideal für die Grundlagenforschung und die Entwicklung diagnostischer Verfahren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARL1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ARFL1; ARL1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	400
Gen-ID	400
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 62-181 des humanen ARL1 entspricht (NP_001168.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40616
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Eisbeutel