

Anti-Arl13B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q3Sxy8

Artikelnummer: CM0025893

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ARL13B (JBTS8/ARL2L1), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Zilien, neuronaler Entwicklung und Joubert-Syndrom. Vorhergesagtes Molekulargewicht: 49 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	ARL13B Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	JBTS8; ARL2L1; ARL13B
Spezies	Mensch
GenID	200894
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-240 von humanem ARL13B (NP_878899.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q3SXY8
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel