

Anti-Arl2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P36404

Artikelnummer: CM0029853



Einführung

Anti-ARL2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt menschliches ARL2 (P36404). Ideal für Studien zum Zellzyklus, Mitochondrien und Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARFL2; MRCS1; ARL2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	402
GenID	402
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-184 von menschlichem ARL2 (NP_001658.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P36404
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel