

Anti-Arl3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P36405

Artikelnummer: CM0022794

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler ARL3-Antikörper für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Rekombinantes Immunogen, 20 kDa Ziel. Ideal für die Forschung an Cilien, Zellzyklus und Proteintransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARL3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RP83; ARFL3; JBTS35; ARL3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	403
GenID	403
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-182 von menschlichem ARL3 (NP_004302.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P36405
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel