

Anti-Arl4A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - P40617

Artikelnummer: CM0019054

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ARL4A, validiert für IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit dem ARL4A-Protein von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung des kleinen GTPase-vermittelten Membranverkehrs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARL4A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARL4; ARL4A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10124
Gen-ID	10124
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 121-200 von humanem ARL4A (NP_001032241.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40617
Proteinmasse	23 kDa
Versand	Eisbeutel