

Anti-Arl4D Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P49703

Artikelnummer: CM0024094

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen ARL4D. Geeignet für Anwendungen in WB, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Unterstützt die Erforschung GTPase-vermittelter zellulärer Prozesse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARL4D Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ARF4L; ARL4D
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	379
GeneID	379
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 92-201 von menschlichem ARL4D (NP_001652.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49703
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel