


Anti-Arl6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0F7

Artikelnummer: CM0026039



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen humanes ARL6 (BBS3, NP_115522.1) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Studien zum cilialen Transport und zum Bardet-Biedl-Syndrom. ~21 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARL6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BBS3; RP55; ARL6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	84100
Gen-ID	84100
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 1-186 von humanem ARL6 (NP_115522.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9H0F7
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel