

Anti-Arl6Ip1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q15041

Artikelnummer: CM0023584

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen ARL6IP1, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Geeignet für Proben von Mensch, Maus und Ratte. Nützlich für Forschung zu Apoptose, ER-Tubuli und Glutamattransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ARL6IP1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	AIP1; ARMER; SPG61; ARL6IP; ARL6IP1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	23204
GenID	23204
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem ARL6IP1 entspricht (NP_055976.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15041
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eisbeutel