

Anti-Arl6Ip4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - Q66Pj3

Artikelnummer: CM0020951

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ARL6IP4 (SRp25/SRp37), validiert für IHC-P und ELISA. Ideal für Studien zum alternativen Spleißen und zur HSV-1-Wirtsfaktor-Forschung. Kreuzreagiert mit Human. Proteingewicht 26kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARL6IP4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SR-25; SRp25; SFRS20; SRrp37; ARL6IP4
Spezies	Human
GeneID (Human)	51329
GeneID	51329
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 313-402 von humanem ARL6IP4 (NP_057722.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q66PJ3
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel