

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Arl6Ip5-Antikörper Für Wb Und Elisa - O75915

Artikelnummer: CM0017612

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ARL6IP5 (PRAF3, JWA) für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes und murines ARL6IP5, einen Regulator des Glutamat- und Taurintransports. Uniprot O75915.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARL6IP5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	JWA; jmx; hp22; PRAF3; Yip6b; DERP11; HSPC127; addicisin; GTRAP3-18; ARL6IP5
Spezies	Mensch
Gen-ID	10550
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100 bis zum C-Terminus des humanen ARL6IP5 (NP_006398.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O75915
Proteinmolekulargewicht	22 kDa
Versand	Kühlakku