

Anti-Arl8B Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nvj2

Artikelnummer: CM0025568



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper aus Kaninchen, spezifisch für ARL8B. Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und murines ARL8B. Zentrales Werkzeug für die Forschung zu lysosomalem Transport, immuner Zytotoxizität und antimikrobiellen Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	ARL8B Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	Gie1; ARL10C; ARL8B
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55207
Gen-ID	55207
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 127-186 von humanem ARL8B (NP_060654.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NVJ2
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel