

Anti-Armc10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N2F6

Artikelnummer: CM0023943

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen menschliches ARMC10 gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Ideal zur Untersuchung des Zellüberlebens, der Wachstumsregulierung und der p53-Signalübertragung in verschiedenen Geweben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARMC10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SVH, PNAS112, PNAS-112, PSEC0198, ARMC10
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	83787
GenID	83787
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 169-308 von menschlichem ARMC10 (NP_001154481.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8N2F6
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel