

Anti-Armc6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q6Nxe6

Artikelnummer: CM0017902

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches ARMC6 (Armadillo repeat-containing protein 6) gerichtet ist, empfohlen für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. 54 kDa Protein. Ideal für Proteomics- und Zellsignalstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARMC6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	R30923_1; ARMC6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	93436
GenID	93436
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-220 von menschlichem ARMC6 (NP_001186125.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6NXE6
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel