

Anti-Armet/Arp/Manf Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P55145

Artikelnummer: CM0002858



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes ARMET/ARP/MANF, validiert für WB und ELISA. Für Neurowissenschaften und ER-Stress-Forschung. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARMET/ARP/MANF Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ARP; ARMET; ARMET/ARP/MANF
Spezies	Human
GeneID (Human)	7873
GeneID	7873
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 25-182 von humanem MANF (NP_006001.5) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P55145
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel