

Anti-Armet/Arp/Manf Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P55145

Artikelnummer: CM0025156



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches MANF (ARMET/ARP), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu neurotrophen Faktoren und ER-Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ARMET/ARP/MANF Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ARP; ARMET; ARMET/ARP/MANF
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7873
GenID	7873
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-182 von menschlichem ARMET/ARP/MANF (NP_006001.5) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55145
Proteinmasse	21 kDa
Versand	Eisbeutel