


Anti-Aromatase (Cyp19A1) Polyclonaler Antikörper Für Wb - P11511

Artikelnummer: CM0024066



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes Aromatase (CYP19A1), geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Östrogenbiosynthese und hormonabhängiger Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Aromatase (CYP19A1) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ARO; ARO1; CPV1; CYAR; CYP19; CYPXIX; P-450AROM; Aromatase (CYP19A1)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1588
Gen-ID	1588
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 234-503 des humanen Aromatase (CYP19A1) enthält (NP_000094.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11511
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel