


Anti-Aromatase (Cyp19A1) Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb - P11511

Artikelnummer: CM0002470



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Aromatase (CYP19A1), Immunogen: synthetisches Peptid. Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Essenziell für Studien zur Östrogen-Biosynthese und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Aromatase (CYP19A1) monoklonaler Kaninchen-Antikörper
Anmerkungen/Alias	ARO; ARO1; CPV1; CYAR; CYP19; CYPXIX; P-450AROM; Aromatase (CYP19A1)
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1588
GeneID	1588
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 der menschlichen Aromatase (CYP19A1) (P11511) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11511
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel