


Anti-Arp2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61160

Artikelnummer: CM0030776



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Arp2, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ziel ist die Komponente des Arp2/3-Komplexes, die an Aktindynamik und DNA-Reparatur beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Arp2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARP2; Arp2
Spezies	Human
GeneID (Human)	10097
GeneID	10097
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-160 von humanem Arp2 (NP_005713.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P61160
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel