


Kaninchen-Monoklonaler Anti-Arp2-Antikörper Für Wb Und Elisa - P61160

Artikelnummer: CM0010043



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Arp2 (ARP2), validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Aktinpolymerisation, Zellmotilität und Reparatur nukleärer DNA.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Arp2-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	ARP2; Arp2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10097
Immunogen	Ein synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 295-394 des humanen Arp2 (P61160)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61160
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Kühlakku