


Kaninchen-Mab Gegen Arp3 Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61158

Artikelnummer: CM0011906



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Arp3 für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA.

Erkennt menschliches, Maus- und Ratten-Arp3 (ACTR3) bei 47 kDa. Geeignet für die Forschung zu Zytoskelett, Zellmotilität und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Arp3-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	ARP3; Arp3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10096
GeneID	10096
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 319–418 des menschlichen Arp3 (P61158) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61158
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Kühlakku