


Anti-Arp3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P61158

Artikelnummer: CM0013957



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Arp3 (ACTR3), validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Für die Erforschung von Aktinpolymerisation, Zellmotilität und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Arp3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARP3; Arp3
Spezies	Human
Gen-ID	10096 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-418 von humanem Arp3 (NP_005712.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P61158
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel