


Anti-Arpc2 Monoklonaler Antikörper Für Wb - O15144

Artikelnummer: CM0003102



Einführung

Hochwertiger Anti-ARPC2 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem, ratten ARPC2, einer 34 kDa Untereinheit des Arp2/3-Komplexes, der für die Aktinpolymerisation und Zellmotilität essentiell ist. Ideal für Zytoskelett- und DNA-Reparaturforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARPC2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ARC34; PRO2446; p34-Arc; PNAS-139; ARPC2
Spezies	Human
GeneID (Human)	10109
GeneID	10109
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O15144
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel