


Anti-Arpc2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O15144

Artikelnummer: CM0014659



Einführung

Anti-ARPC2 Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes ARPC2 (p34-Arc), eine Komponente des Arp2/3-Komplexes, die an der Aktinpolymerisation beteiligt ist. Validiert für Mensch, Maus, Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Kernparameter	Spezifikation
Produktname	ARPC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARC34; PRO2446; p34-Arc; PNAS-139; ARPC2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	10109
Gen-ID	10109
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 von humanem ARPC2 (NP_690601.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15144
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eistasche