


Anti-Arpc3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O15145

Artikelnummer: CM0030860



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ARPC3, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt endogene Spiegel von Actin-related protein 2/3 complex subunit 3 (p21-ARC) in menschlichen, murinen und Rattenproben. Ideal für die Untersuchung der Aktin-Polymerisation und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARPC3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ARC21; p21-Arc; ARPC3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10094
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-178 von humanem ARPC3 entspricht (NP_001265485.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15145
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel