


Anti-Arpc5 (P16-Arc) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O15511

Artikelnummer: CM0012716



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes ARPC5/p16-ARC, eine Untereinheit des Arp2/3-Komplexes, der an der Aktinpolymerisation und DNA-Reparatur beteiligt ist. Validiert für WB und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Zellmotilität und zum Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	p16-ARC/ARC16/ARPC5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	ARC16; p16-Arc; dj127C7.3; p16-ARC/ARC16/ARPC5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10092
GenID	10092
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem p16-ARC/ARC16/ARPC5 (O15511) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15511
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eisbeutel