

Anti-Arrb2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P32121

Artikelnummer: CM0020729



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ARRB2 (Beta-Arrestin-2), geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Desensibilisierung, Endozytose und Signalwege von GPCRs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARRB2-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	ARB2; ARR2; BARR2; ARRB2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	409
GeneID	409
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 295–394 des humanen ARRB2 (NP_945355.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P32121
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Kühlakku