

Anti-Arrdc4 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Nct1

Artikelnummer: CM0020267

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes ARRDC4, validiert für WB und ELISA. Geeignet für die Untersuchung der Funktionen des Arrestin-Domänen-enhaltenden Proteins 4 bei der GPCR-Endozytose, Glukoseaufnahme und angeborenen Immunantwort. Kreuzreagiert mit Human.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARRDC4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARRDC4
Spezies	Mensch
Gen-ID	91947
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von humanem ARRDC4 entspricht (NP_899232.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8NCT1
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Eisbeutel