


Anti-Arsa-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P15289

Artikelnummer: CM0023390



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches ARSA, validiert für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Forschung an lysosomalem Sulfatid-Stoffwechsel und metachromatischer Leukodystrophie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARSA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ASA; MLD; ARSA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	410
GenID	410
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 210-509 von menschlichem ARSA (NP_000478.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P15289
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel