

Anti-Arsk Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9D2L1

Artikelnummer: CM0022533

Einführung

Arsk-Kaninchen-pAb, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Zielprotein ist die humane Arylsulfatase K mit rekombinantem Immunogen. Ideal für Studien zu lysosomalen Enzymen und dem Abbau von Glykosaminoglykanen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Arsk-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ASK; 2810429K17Rik; 4833414G15Rik; Arsk
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	77041
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 18-553 der humanen Arsk entspricht (NP_084123.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9D2L1
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Eisbeutel