

Anti-Art1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52961

Artikelnummer: CM0016706

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes ART1 (ARTC1/CD296) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detektiert endogenes ART1 bei ~36 kDa in Mensch und Maus; ideal für ADP-Ribosylierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ART1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RT6; ART2; ARTC1; CD296;; ART1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	417
Gen-ID	417
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 23-295 von humanem ART1 (NP_004305.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P52961
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel