

Anti-Art3 Kaninchen Pab Für Wb, If-P, Elisa - Q13508

Artikelnummer: CM0024039

Einführung

Hochwertiges polyklonales Kaninchenantikörper gegen menschliches ART3 (ARTC3), Ecto-ADP-Ribosyltransferase 3. Validiert für WB, IF-P, ELISA; Kreuzreaktivität mit Ratte. Geeignet für testisspezifische Proteindetektion und Zellmembranstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ART3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARTC3; ART3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	419
Gen-ID	419
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 50-150 von menschlichem ART3 (NP_001123488) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q13508
Proteinmasse	44 kDa
Versand	Eisbeutel