

Anti-Art5 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96L15

Artikelnummer: CM0024938

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes ART5 (ARTC5), validiert für Western Blotting (WB) und ELISA. Detektiert humanes, Maus- und Ratten-ART5 (32 kDa). Geeignet für die Forschung zu Ecto-ADP-Ribosyltransferase 5.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ART5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARTC5; ART5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	116969
GenID	116969
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-200 des humanen ART5 (NP_443750.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96L15
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel