


Anti-Artn Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5T4W7

Artikelnummer: CM0030343



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches Artemin (ARTN) für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für die Untersuchung des Überlebens peripherer Neuronen, der Unterstützung dopaminerger Neuronen und der RET/GFR α 3-Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARTN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ART; EVN; NBN; ENOVIN; ARTN
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9048
GenID	9048
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 122-220 des menschlichen ARTN (NP_476432.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5T4W7
Proteinmolekulargewicht	23 kDa
Versand	Eisbeutel