

## Anti-Arvcf Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O00192

Artikelnummer: CM0023380

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches ARVCF gerichtet ist, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt Maus- und Ratten-Orthologe. Geeignet für Forschung zu alternativen Spleißen und Zelladhäsionsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ARVCF Kaninchen pAb                                                                                                                                |
| Bemerkungen/Alias | ARVCF                                                                                                                                              |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                             |
| GenID (Mensch)    | 421                                                                                                                                                |
| GenID             | 421                                                                                                                                                |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem ARVCF (NP_001661.1) entspricht) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                          |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                             |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                                                                                        |
| SWISS             | O00192                                                                                                                                             |
| Proteingewicht    | 105kDa                                                                                                                                             |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                          |