

## Anti-Arx Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Qs3

Artikelnummer: CM0020607

### Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes ARX, ein Homöobox-Transkriptionsfaktor, der an der Gehirnentwicklung und der Pankreaszell-Differenzierung beteiligt ist. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | ARX Kaninchen pAb                                                                                                                 |
| Bemerkungen/Aliase | ISSX; PRTS; CT121; EIEE1; MRX29; MRX32; MRX33; MRX36; MRX38; MRX43; MRX54; MRX76; MRX87; MRX51; ARX                               |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                            |
| Gen-ID (Mensch)    | 170302                                                                                                                            |
| Immunogen          | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500 bis zum C-Terminus von humanem ARX entspricht (NP_620689.1) |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                         |
| Kategorie          | Poliklonalen Antikörper                                                                                                           |
| Anwendung          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                               |
| SWISS              | Q96Q53                                                                                                                            |
| Proteingewicht     | 58 kDa                                                                                                                            |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                         |