

Anti-Asah1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13510

Artikelnummer: CM0015225



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane saure Ceramidase (ASAH1), geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz/Immunzytochemie (IF/ICC) und ELISA. Ideal für die Untersuchung des Sphingolipidstoffwechsels und Ceramid-verwandter Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ASAH1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AC, PHP, ASAH, PHP32, ACDase, SMAPME, ASAH1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	427
GeneID	427
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 140-389 von humanem ASAH1 (NP_001120977.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13510
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel